



Instructivo para la prueba de Proteína "C" Reactiva

Código: : I-FMED-LAC-31

Revisión: 02

Página: 1 de 4

Fecha de emisión: 24 Octubre 2008

Fecha de modificación: 05 de diciembre de 2015

1.- OBJETIVO

Proporcionar información necesaria para realizar la prueba de Proteína "C" Reactiva

2.- ALCANCE

Aplica para todas muestras referenciadas al laboratorio y a QFB que laboran en el Laboratorio de Analisis Clinicos de la Facultad de Medicina UADY

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción de la operación detallada	Registro de Calidad (código)
N/A	N/A	QUÍMICO	3.1 Identifica la muestra por medio del nombre completo del paciente o numero interno. 3.2 Centrifuga la muestra durante 10 min a 4000 RPM.	N/A
N/A	N/A	QUÍMICO	3.3 Registra los datos del paciente y la prueba a realizar en la bitácora de Serología 3.4 Realiza la prueba con el suero obtenido del centrifugado y también realiza los controles de calidad de PCR de acuerdo al inserto del reactivo en uso para corroborar la estabilidad del reactivo. (ver Carpeta de Insertos de Reactivos y Técnicas de Laboratorio) 3.5 Registra los resultados obtenidos de las muestras de pacientes en la bitácora de Serología.	F-FMED-LAC-08
N/A	N/A	QUÍMICO	3.6 Verifica los datos registrados del paciente así como los resultados obtenidos de la prueba y entrega la bitácora de Serología al personal de recepción para su transcripción.	F-FMED-LAC-08



Instructivo para la prueba de Proteína "C" Reactiva

Código: : I-FMED-LAC-31

Revisión: 02

Página: 2 de 4

Fecha de emisión: 24 Octubre 2008

Fecha de modificación: 05 de diciembre de 2015

4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Nombre del documento	Lugar de almacenamiento
N/A	Inserto de la Prueba de Proteína "C" Reactiva.	Carpeta de Insertos de Reactivos y Técnicas de Laboratorio
I-FMED-RPBI-01	Instructivo para el manejo de RPBI	Laboratorio de Análisis Clínicos.

5.- CONTROL DE REGISTROS

Identificación	Nombre del registro	Lugar de almacenamiento	Responsable de su protección	Tiempo de retención	Disposición de los registros
F-FMED-LAC-08	Bitácora de Serología	Área de Procesamiento	Químico Analista	3 años	Eliminación del Archivo

6.- GLOSARIO

6.1 .- SIGLAS

QFB.- Químico Farmacéutico Biólogo

UADY.-Universidad Autónoma De Yucatán

RPM.-Revoluciones Por Minuto

RPBI.- Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos

N/A.- No Aplica

PCR.- Proteína "C" Reactiva



Instructivo para la prueba de Proteína "C" Reactiva

Código: : I-FMED-LAC-31

Revisión: 02

Página: 3 de 4

Fecha de emisión: 24 Octubre 2008

Fecha de modificación: 05 de diciembre de 2015

6.2.- DEFINICIONES

Proteína C Reactiva.- La proteína "C" reactiva es producida por el hígado y su nivel se eleva cuando hay una inflamación en todo el cuerpo (sistémica). El examen para esta proteína se considera un examen general y no específico; en otras palabras, puede revelar que hay inflamación presente en el cuerpo, pero no puede indicar dónde se presenta.

Control de Calidad: son todos los mecanismos, acciones, herramientas que se utilizan para detectar la presencia de errores.

Laboratorio de Análisis Clínicos: es el lugar donde los técnicos y profesionales analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

7.- CONTROL DE REVISIONES

Nivel de revisión	Sección y/o página	Descripción de la modificación y mejora	Fecha de modificación
01	Políticas Descripción de las actividades	Se cambió el horario de recepción de muestras, se aumentaron políticas en la fase pre-analítica, analítica y se enumeraron. Se describió la actividad de manera detallada.	26 Marzo 2010
02	Descripción de las actividades	Se cambió de marca del control de calidad.	31 Mayo 2011
03	Todo el documento. Descripción de la Operación Alcance y objetivo	Se adecuo al nuevo formato F-CIPLADE-CC-39 Se modificó el contenido y se redactó de manera detallada las actividades a realizar. Se modificó la redacción y se adecuo al título del instructivo	5 de diciembre de 2015

Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

Instructivo para la prueba de Proteína "C" Reactiva

Código: : I-FMED-LAC-31

Revisión: **02**

Página: **4 de 4**

Fecha de emisión: **24 Octubre 2008**

Fecha de modificación: **05 de diciembre de 2015**

Elaboró

Q.F.B. José Francisco Sulú Chí
Químico analista

Revisó

MC. William Vargas Cano
Secretario Administrativo

Aprobó

MC. Guillermo Storey Montalvo.
Director.

Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.