



Instructivo para la prueba de Antiestreptolisina

Código: I-FMED-LAC-35

Revisión: 03

Página: 1 de 4

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2008

Fecha de modificación: 12 de enero de 2016

1.- OBJETIVO

Proporcionar información para realizar la prueba cualitativa o semi cuantitativa de Antiestreptolisinas

2.- ALCANCE

Aplica a todas las muestras referenciadas al laboratorio y para el químico que labora y procesa la muestra en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina UADY

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción detallada de la actividad	Registro de Calidad (código)
N/A	N/A	Químico	3.1 Verifica que la muestra sea suero sanguíneo y que el vial este rotulado con nombre o número interno.	N/A
N/A	N/A	Químico	3.2 Registra a los pacientes en la Bitácora Serología	F-MED-LAC-08
N/A	N/A	Químico	3.3 Centrifuga la muestra 10 minutos a 4000 RPM	N/A
N/A	N/A	Químico	3.4 Procesa la muestra siguiendo las indicaciones para la prueba según inserto del reactivo Carpeta de Inserto de reactivos y técnicas de laboratorio de análisis clínicos.	N/A
N/A	N/A	Químico	3.5 Reporta los resultados obtenidos en la Bitácora de Serología , misma que firma.	F-MED-LAC-08
N/A	N/A	Químico	3.6 Entrega al personal de recepción la Bitácora de Serología para su reporte, revisión y firma final.	F-MED-LAC-08
N/A	N/A	Químico	3.7 Guarda la gradilla de muestras en el refrigerador a 4°C hasta desechar según Lineamientos General para el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI)	L-FMED-LAC-02



Instructivo para la prueba de Antiestreptolisina

Código: I-FMED-LAC-35

Revisión: 03

Página: 2 de 4

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2008

Fecha de modificación: 12 de enero de 2016

4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Nombre del documento	Lugar de almacenamiento
N/A	Instructivo para la prueba de Antiestreptolisinas	Área de Procesamientos
I-FMED-RPBI-01	Instructivo para el manejo de RPBI	Área de Jefatura

5.- CONTROL DE REGISTROS

Identificación	Nombre del registro	Lugar de almacenamiento	Responsable de su protección	Tiempo de retención	Disposición de los registros
F-FMED-LAC-08	Bitácora de Serología	Área de Procesamientos	Químico Analista	3 años	Eliminación del archivo



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

Instructivo para la prueba de Antiestreptolisina

Código: I-FMED-LAC-35

Revisión: 03

Página: 3 de 4

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2008

Fecha de modificación: 12 de enero de 2016

6.- GLOSARIO

6.1 .- SIGLAS

UADY.- Universidad Autónoma de Yucatán

QFB.- Químico Farmacéutico Biólogo

RPM.-Revoluciones Por Minuto

RPBI.- Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos

AEL.- Antiestreptolisina

U.TODD.- Unidades Todd

6.2 .- DEFINICIONES

ANTIESTREPTOLISINA.- Es una reacción encaminada a poner de manifiesto la reacción antígeno-anticuerpo contra la hemolisina "O" que se ha desarrollado por la presencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A.

U.TODD.- Título de unidades de antiestreptolisinas

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS: es el lugar donde los técnicos y profesionales analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.



Instructivo para la prueba de Antiestreptolisina

Código: I-FMED-LAC-35

Revisión: 03

Página: 4 de 4

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2008

Fecha de modificación: 12 de enero de 2016

7.- CONTROL DE REVISIONES

Nivel de revisión	Sección y/o página	Descripción de la modificación y mejora	Fecha de modificación
01	Políticas Descripción de las actividades	Se cambió el horario de muestras y se enumeraron Se le añadió el tiempo de centrifugación de la muestra.	26 de Marzo 2010
02	Descripción de actividades Definiciones	Se cambió la marca del reactivo. Se cambió la definición de la prueba.	31 Mayo 2011
03	Todo el documento. Descripción de la Operación Control de registros	Se adecuó al nuevo formato F-DGPLANEI-CC/GA-39/REV:01 Se modificó la redacción de acuerdo a los lineamientos para elaborar y modificar documentos del SGC. Se modificó el contenido y se redactó de manera detallada las actividades a realizar. Se actualizó la Bitácora F-FMED-LAC-08	12 de enero de 2016

Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.

Elaboró

Q.F.B. María Angélica González
Góngora
Químico Analista

Revisó

MC. William Vargas Cano
Secretario Administrativo

Aprobó

M.C. Guillermo Storey Montalvo
Director

Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.