

Código G-FMED-LAC-03

Revisión: 00

Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010 Página: 1 de 8

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

NIVEL DE REVISIÓN	SECCIÓN Y/O PÁGINA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA	FECHA DE MODIFICACIÓN
01			
02			
03			
04			

Elaboró

M. en C. María F. Cárdenas Marrufo Jefa del Laboratorio de Análisis Clínicos Revisó

Dr. Carlos Ojeda Blanco Secretario Académico Aprobó

Dr. Guillermo Storey Montalvo.
Director



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 2 de 8

1. INTRODUCCION

En medicina, una indicación es el término que describe una razón válida para emplear un cierto test, un procedimiento médico, una determinada medicación, o cirugía. Se define como la información dada a una persona para explicarle lo que debe hacer para obtener el objetivo que desea.

1.1. OBJETIVO

Proporcionar elementos básicos eficientes para guiar a quienes laboran en el Laboratorio de Análisis Clínicos en particular al personal del modulo secretarial, con la finalidad de brindar información necesaria a los pacientes acerca de las condiciones en las que debe acudir para que la muestra biológica obtenida de ellos, tenga calidad para ser procesada analíticamente; así como también contiene información sobre el tiempo de proceso de los análisis y costo.

1.2. ALCANCE

Esta guía aplica a todo paciente que solicite análisis de laboratorio y que acude al Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán.



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00	
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 3 de 8	

Condiciones del paciente para realizar la toma y recepción de muestras biológicas, tiempo de proceso y costo de la prueba solicitada.

No.	NOMBRE DE LA PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	INDICACIONES	TIEMPO DE PROCESO	PRECIO
		SUERO , TUBO TAPON			
1	ANTIESTREPTOLISINAS	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS.	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON			
2	AMILASA	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	60
		SUERO , TUBO TAPON			
3	ACIDO URICO	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	35
	AMIBA EN FRESCO,AZUCAR Y		_		
4	PH	FECAL	PRIMERA DE LA MAÑANA	1 DIA	20
		SANGRE COMPLETA TUBO			
5	BIOMETRIA HEMATICA	TAPON MORADO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	60
		SUERO , TUBO TAPON			
6	BILIRRUBINAS	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	60
			FECAL - PRIMERA DE LA		
			MAÑANA (SIN ASEO) , FRASCO		
			LIMPIO		
			ORINA – PRIMERA DE LA		
			MAÑANA(CHORRO MEDIO),		
		EXUDADO	FRASCO LIMPIO		
7	BACTERIOSCOPIAS Y/O FROTIS	Y CULTIVOS.	EXUDADO – SIN ASEO	1 DIA	35
		SUERO , TUBO TAPON			
8	COLESTEROL TOTAL	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
	COAGULACION SANGUINEA (TS-				
9	TC)	SANGRE	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	20



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 4 de 8

			FECAL - PRIMERA DE LA		
			MAÑANA FRASCO ESTERIL.		
			ORINA – PRIMERA DE LA		
		==0.41	MAÑANA (CHORRO MEDIO),		
		FECAL, ORINA Y	FRASCO ESTERIL. (CON ASEO)	0.514.0	
10	CULTIVOS EN GENERAL	EXUDADO	EXUDADO – SIN ASEO	3 DIAS	90
			FECAL – FRASCO ESTERIL.		
			PRIMERA DE LA MAÑANA		
			ORINA – PRIMERA DE LA		
			MAÑANA (CHORRO MEDIO),		
		FECAL , ORINA Y	FRASCO ESTERIL. (CON ASEO)		
11	CULTIVOS CON ANTIBIOGRAMA	EXUDADO	EXUDADO - SIN ASEO	4 DIAS	100
		SANGRE COAGULADA ,			
12	CELULAS L.E.	TUBO TAPON ROJO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	40
13	COPROPARASITOSCOPIA	FECAL	FRASCO ESTERIL	1 DIA	30
			PRIMERA DE LA		
			MAÑANA(CHORRO MEDIO)		
14	BASILOSCOPIA(BAAR)	ORINA , ESPUTO	EXPECTORACION.	1 DIA	35
		TOMA DIRECTA (FOSA			
15	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	NASAL)	AL MOMENTO	1 DIA	30
		SUERO , TUBO TAPON			
16	FEBRILES	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON			
17	FOSFATASA ALCALINA	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	60
	PFH (PROTEINAS	SUERO , TUBO TAPON			
18	TOTALES,BILIRRUBINA)	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	120
		SUERO , TUBO TAPON			
20	GLICEMIAS (AZUCAR-DIABETES)	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	40
	,	SUERO TUBO TAPON			
21	GLICEMIA POS-PANDRIAL	ROJO O AMARILLO	DESPUES DE 2 HRS DE COMER.	1 DIA	40
22	LATEX (F.R. FACTOR	SUERO , TUBO TAPON	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	40



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 5 de 8

	REUMATOIDE)	ROJO O AMARILLO			
		SUERO , TUBO TAPON			
23	LUETICAS CUALITATIVAS	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	40
	LEUCOCITOS EN MOCO		PRIMERA DE LA MAÑANA.		
24	FECAL(CITOLOGIA)	FECAL	FRASCO LIMPIO.	1 DIA	40
			PRIMERA DE LA MAÑANA		
	EXAMEN GENERAL DE ORINA		(CHORRO MEDIO) FRASCO		
25	(EGO)	ORINA	LIMPIO	1 DIA	40
	PROTEINAS TOTALES Y	SUERO , TUBO TAPON			
26	ALBUMINA	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	60
		SUERO , TUBO TAPON			
27	PROTEINA C REACTIVA (PCR)	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	40
		SANGRE COMPLETA ,			
28	PLAQUETAS	TUBO TAPON MORADO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	20
			PRIMERA DE LA MAÑANA		
	PRUEBA DE EMBARAZO		(CHORRO MEDIO) FRASCO		
29	CUALITATIVA	ORINA	LIMPIO	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON			
30	QUIMICA SANGUINEA	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	80
		SANGRE COMPLETA ,			
31	RETICULOCITOS	TUBO TAPON MORADO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	20
	SEDIMENTACION GLOBULAR	SANGRE COMPLETA ,			
32	(VSG)	TUBO TAPON MORADO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	20
33	TIPO Y RH	SANGRE COMPLETA	AL MOMENTO	1 DIA	40
		SANGRE CON CITRATO DE			
		SODIO, TUBO CON TAPON			
34	TIEMPO DE PROTOMBINA	AZUL	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
		SANGRE CON CITRATO DE			
	TIEMPO PARCIAL DE	SODIO, TUBO CON TAPON			
	TROMBOPLASTINA	AZUL	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
36	TRIGLICERIDOS	SUERO , TUBO TAPON	AYUNO DE 12 HRS	1 DIA	50



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 6 de 8

		ROJO O AMARILLO			
		SUERO , TUBO TAPON			
37	TRANSAMINASAS (TGP -TGO)	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	80
	REACCIONES LUETICAS	SUERO , TUBO TAPON			
38	CUANTITATIVAS	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
39	COSTO DE JERINGA			1 DIA	5
			RECOLECTAR POR 3 DIAS(UNA		
	COPROPARASITOSCOPIA		MUESTRA POR DIA) FRASCO		
41	SERIADA	FECAL	LIMPIO	1 DIA	60
	PRUEBA DE EMBARAZO EN	SUERO , TUBO TAPON			
43	SANGRE	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	90
		SUERO , TUBO TAPON			
44	COLESTEROL H.D.L.	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 12 HRS	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON			
45	COLESTEROL L.D.L.	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 12 HRS	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON			
46	CALCIO	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	50
		SUERO , TUBO TAPON	AYUNO DE 8 HRS , ABSTINENCIA		
59	ANTIGENO PROSTATICO	ROJO O AMARILLO	SEXUAL POR 5 DIAS	1 DIA	250
		SANGRE COMPLETA ,			
60	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	TUBO TAPON MORADO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	200
		SUERO , TUBO TAPON			
94	V.I.H.	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	150
		SUERO , TUBO TAPON			
96	TSH	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	150
		SUERO , TUBO TAPON			
97	T3 ,T4 ,TSH (PERFIL TIROIDEO)	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	300
		SUERO, TUBO TAPON			
61	INSULINA SERICA	ROJO O AMARILLO	AYUNO DE 8 HRS	1 DIA	220



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 7 de 8

INDICACIONES.

ORINAS. Traer un volumen de orina de 30 ml aproximado, que sea la primera orina de la mañana reciente y en frasco limpio con tapa y que tenga rotulado en el frasco el nombre del paciente.

FECAL. Traer la primera fecal de la mañana en frasco limpio con tapa, también se verifica que se haya rotulado el frasco con el nombre del paciente

CULTIVOS. Estar en ayunas y sin aseo bucal en el caso del exudado faríngeo. Para urocultivo haberse recolectado el chorro medio de la orina en un recipiente estéril tras un aseo previo. Para coprocultivo que la muestra fecal sea de la misma mañana y que se deposite en un recipiente estéril. En todos los casos el paciente no debe estar en tratamiento con antibióticos exceptuándose en los casos que el médico así lo indique.

Recepción Lunes	Cultivo Sin/antibiográma Con/antibiográma	Entrega Jueves Viernes
Martes	Sin/antibiográma Con/antibiográma	Viernes Lunes
Miércoles	Sin/antibiográma Con/antibiográma	Lunes Martes
Jueves	Sin/antibiográma Con/antibiográma	Martes Miercoles

MUESTRA SANGUINEA. Si al paciente se le va a realizar una toma de muestra sanguínea, se verifica las condiciones en las que acude. Se le pregunta si ha realizado entre 8 y 14 hrs. según la prueba solicita y en estado basal (sin hacer ejercicios matutinos).



Código G-FMED-LAC-03	Revisión: 00
Fecha de emisión: 26 de Marzo de 2010	Página: 8 de 8